

4. INSUFFLATEURS

ACCESSOIRES



Réf.	Description
607103L	Tubulure d'insufflation stérile, à usage unique, fabriquée en PVC avec filtre antiviral à CO2 Produit livré par lot de 20 unités



Réf.	Description
607043L	Tubulure d'insufflation réutilisable, autoclavable Sans filtre Produit livré à l'unité



Réf.	Description
016006L	Filtre stérile antiviral à CO2, à usage unique, 0,027 µ Pour 607043L Produit livré par lot de 50 unités



Réf.	Description
S_397_1000	Kit de communication pour caméra S397 et insuflateur S640 (45 L et 30 L)

RACCORDEMENT DE CO2



Réf.	Description
017036L	Tuyau flexible pour bouteille de CO ₂ haute pression (60 bars) US-DIN 477-1, n°6, 1 mètre POUR L'EUROPE
017037L	Tuyau flexible pour bouteille de CO ₂ haute pression (60 bars) US-UNF 7/16" US, 1 mètre POUR LES ÉTATS-UNIS
S391000023	Tuyau flexible pour bouteille de CO ₂ haute pression (60 bars) US-IT (ISO5145), 1 mètre POUR L'ITALIE

Réf.	Description
Nous contacter	Tuyaux d'approvisionnement de gaz mural (7 bars max.)

RACCORDEMENT de BOUTEILLE de CO2



Réf.	Description
017023	Connexion étrier (PIN-Index) pour DIN 477-1 n°6
017034	Connexion étrier (PIN-Index) pour UNF 7/16" US